

- 目次 -

1 . テストの目的	1
2 . テスト期間等	1
3 . テスト対象銘柄	1
〔テスト対象銘柄の外観及び測定姿勢〕	2
〔体脂肪計に係わる説明〕	4
(1) 体脂肪率とは？	4
(2) 体脂肪の測定方法の例	4
(3) 体脂肪率以外の肥満判定法の例	4
4 . テスト結果	5
1) 各銘柄の体脂肪率の実測	5
(1) 同時に複数回測定した時の測定値のばらつき	6
(2) 1 日の中での測定値の変動（日内変動）	7
(3) 生活上の影響	8
(4) 各銘柄の測定値の例	9
2) 測定値の変動要因の調査	9
(1) 個人データ入力値等の影響	9
(2) 測定条件の影響	11
(3) 姿勢を変えた時のインピーダンスの変化	13
(4) 電源電圧が低下した時の体脂肪率測定値への影響	13
3) 医用電子機器使用者に対する危険・警告表示の有無	14
4) 使用性	14
(1) 測定準備（個人データ入力や個人登録）のしやすさ	14
(2) 測定のしやすさ	14
(3) 取扱説明書	15
(4) その他	15
5 . 評価表	16
6 . コメント	17
1) 一般的コメント	17
(1) 体脂肪率測定値のばらつきや変動について	17
(2) 体脂肪率の算出方法について	18
(3) 体脂肪率算出値に対する個人データ入力値や実測値の影響	19

(4) 体脂肪計の算出値に対する使用条件の影響	19
(5) 測定結果に対する「多い」「標準」「少ない」などの体脂肪の多少の目安表示	19
(6) 医用電子機器使用者に対する危険・警告表示の有無	19
(7) 使用性	20
(8) 使用上の制約など	20
2) 消費者へのアドバイス	20
(1) 体脂肪計の特徴をよく理解する	20
(2) 商品選択にあたって	21
(3) 使用にあたって	21
3) 業界への要望	22
7. テスト条件	23
1) 各銘柄の体脂肪率の実測	23
2) 測定値の変動要因の調査	23
(1) 個人データ入力値等の影響	23
(2) 測定条件の影響	23
(3) 姿勢を変えた時のインピーダンスの変化	24
(4) 電源電圧が低下した時の体脂肪率測定値への影響	24
3) 使用性	24

テスト対象銘柄の仕様一覧

〔別添データ〕＜省略＞

体脂肪率の実測（M8～M11 グラフ）

体脂肪率の実測（M1-1～M7-3 グラフ）

〔別添資料〕

各銘柄の測定方法に係わる調査結果（各社の回答）

1. テストの目的

最近のダイエットブームや健康志向の高まりに伴って、体脂肪率が家庭等で手軽にチェックできる「体脂肪計」（以下「家庭用体脂肪計」とする）が売られている。

この商品について、国民生活センターには「体脂肪計を使ってみたが測るたびに測定値が違う」「使っている家庭用体脂肪計が薬局に常備してある体脂肪計の値と大きく異なる」等の相談や問い合わせが寄せられ、消費者が測定値をどのように考えたらよいのか困惑していることが窺われる。

そもそも体脂肪率とは、体重に対する体脂肪量の割合で、いわゆる肥満度を示す一つの指標である。一般的には、体脂肪率が必要以上に高くなると様々な健康障害が起こる要因になりうると言われている。

実際には、体脂肪にはエネルギーの貯蔵や体温維持（断熱作用）、内臓を正常な位置に保つといった役割があるので、適度な体脂肪量は必要とされる。ところで、体脂肪率の測定には幾つかの方法があり（P4 参照）、市販されている家庭用の体脂肪計には「インピーダンス法」（以下「インピーダンス方式」という）、「近赤外分光法」（以下「近赤外線方式」という）、「キャリパー法」（以下「キャリパー方式」という）が採用されている。

そこで、市販されている家庭用体脂肪計について、測定値のばらつきの有無や測定条件の違いによる測定値の変化の有無、使用性、表示等のテストを行い、消費者が購入時や使用時に参考となる情報を提供することとした。

2. テスト期間等

検体購入：平成 11 年 6 月

テスト期間：平成 11 年 6 月～8 月

3. テスト対象銘柄

市販されている各社の比較的新しい家庭用体脂肪計の中から方式・特徴を考慮しテスト対象銘柄を選定した。なお、比較的多く出回っていたインピーダンス方式のものは、測定人数が登録できるので、4 人登録できるものを選んだ。他の方式は登録できるものがなかった。


表1. テスト対象銘柄一覧

区分	銘柄名	商品名	型式	製造・販売者名	メーカー希望 小売価格(円)	測定方法
インピーダンス 方式	オムロン	オムロン体脂肪計	HBF-302	オムロン(株)	7,500	立った状態で両手で本体を握って測定
	ナショナル	体脂肪・BMI計	EW343	松下電工(株)	17,400	座った状態で両手で本体を握って測定
	ヤマト	ポケナビ	DF-201	大和製衡(株)	5,500	立った状態で両手の指で本体を摘んで測定
	タニタ	脂肪計付きヘルスメーター	TBF-633	(株)タニタ	オープン	立った状態で本体に乗って測定
	ミサキ	ウィングス	W-1	(株)ミサキ	15,000	立った状態で本体に乗って測定
近赤外線 方式	メディケアー	小型体脂肪計	BFT-50	(株)メディケアー	27,800	座った状態で上腕二頭筋に本体を当てて測定
キャリパー 方式	ヤマサ	マイドクター	MD-500	山佐時計計器(株)	7,200	立った状態で腹部を本体で挟んで測定

* インピーダンス：電流を流した時の抵抗に相当するもの。

〔テスト対象銘柄の外観及び測定姿勢〕


（各銘柄の取扱説明書より抜粋）




オムロン(HBF-302)




ナショナル(EW343)




ヤマト(DF-201)





タニタ (TBF-633)



ミサキ (W-1)



メディケア (BFT-50)



ヤマサ (MD-500)

〔体脂肪計に係わる説明〕

(1) 体脂肪率とは？

体脂肪率とは体重に対する体脂肪の重量割合を示す。しかし、体脂肪の量を正確に調べるには解剖などの直接的な方法を取る以外にないため、体脂肪率を測定（推測）する方法が様々用いられている。

(2) 体脂肪の測定方法の例

体脂肪の測定には以下に示すような方法があるが、比較的簡便に測定できる ～ の方式を採用したものが、家庭用として販売されている。

インピーダンス法

体肢に微弱な電流を流すことにより身体インピーダンスを求め、身体密度を推定する方法。身体中の脂肪の水分率が低く、脂肪量が多くなるとインピーダンスが大きくなることを利用しているが、測定時の姿勢や測定時間帯などに留意する必要があると言われている。

近赤外分光法

生体に特定波長帯の近赤外線を照射し、反射エネルギーから体脂肪量を推定する。特定波長帯の近赤外線は特異的に体脂肪に吸収され、一部が反射し戻ってくることを利用している。

キャリパー法（皮脂厚計）

皮膚をつまみ上げ、その厚さを測定する方法。局所の測定により全身の身体組成を推定する方法として古くから行われているが、皮膚のつまみ方などによる誤差が生じやすく、使用には習熟を要すると言われている。

水中体重秤量法

身体の脂肪分と除脂肪分（脂肪以外の部分）がそれぞれ異なった一定の密度を持つという考えにより、全身の密度を測定した結果から然るべき換算式を用いて、体重に占める脂肪量の割合を推定する。水中に潜り身体がもたらす浮力から体積を算出することを利用しており、被験者に対する負担が大きい。インピーダンス法などの簡易測定法による体脂肪率算出式の基となるデータはこの方法で取られていることが多いようである。

空気置換法

水中体重秤量法と類似した方法で、カプセル内に人が入り、気圧の変化から身体の体積を求めるもの。

その他

上記の他に、超音波法（体表面に置いた発信機より超音波を発生し、体組織の境界からのエコーにより体内の様子を画像にして観察し、皮下脂肪厚や筋肉の厚さを測る）、二重エネルギーX線法（DXA法：高低2種類の異なるエネルギーのX線を用い、エネルギーのピークから体脂肪組織などの測定を行う）、CTスキャン（人体を輪切りにしたCT断画像から脂肪量を算出する）、MRI（人体を輪切りにした画像から脂肪量を算出する）などがある。

(3) 体脂肪率以外の肥満判定法の例

体格指数

ボディマス・インデックス（BMI）：成人に対する判定法で、平成11年10月現在、日本肥満学会では19.8未満：やせ，19.8以上24.2未満：普通，24.2以上26.4未満：過体重，26.4以上：肥満とされている。「 $BMI = \text{体重}(\text{kg}) \div \text{身長}(\text{m})^2$ 」
なお、平成11年10月14日～15日開催の「第20回日本肥満学会」に関連して、上記境界値が変更される可能性がある。

標準体重による判定法

標準体重の尺度としては、身長ごとに最も長生きできる標準体重表（1985年 明治生命発表）、ブローカの変法「 $(\text{身長}(\text{cm}) - 100) \times 0.9 = \text{標準体重}$ 」、日本肥満学会による「 $\text{身長}(\text{m})^2 \times 22$ 」などを用い、次の式により肥満度を算出する。「 $\text{肥満度}(\%) = (\text{自分の体重} - \text{標準体重}) \div \text{標準体重}$ 」

4. テスト結果

1) 各銘柄の体脂肪率の実測

日常生活の中での体脂肪率（各銘柄の測定値）のばらつきや1日の中での変動を調べるため、以下の2通りのテストを実施した。なお、実施モニターの内容は表2の通りである。

1 時間毎の測定（起床から就寝まで）

測定項目 : 体重, 体脂肪率
 モニター数 : 4 名（男 3 名, 女 1 名）
 実施時期 : 平成 11 年 6 月～7 月（各モニター7 銘柄同時実施）
 実施期間 : 1 週間（7 銘柄同時実施）
 同時測定回数: 各銘柄につき 3～5 回
 その他 : 起床, 食事, 飲酒, 入浴, 運動の実行時間を同時記録
 [別添データ]M8～M11 グラフ参照

朝・夕の測定

測定項目 : 体重, 体脂肪率
 モニター数 : 23 名（男 8 名, 女 15 名）
 実施時期 : 平成 11 年 6 月～7 月
 実施期間 : 8 週間（1 週間毎に銘柄を交換、最初の銘柄を最後に再実施）
 同時測定回数: 各銘柄につき 3～5 回
 その他 : 起床, 食事, 飲酒, 入浴, 運動の実行時間を同時記録
 [別添データ]M1～M7 グラフ参照

表2. 実施モニター一覧

モニターNo.	年齢	性別	身長(cm)	体重(kg)	使用経験
1-1	51	女	157.0	59.3	8ヵ月
1-2	23	男	176.0	90.7	8ヵ月
1-3	20	女	163.0	59.8	8ヵ月
2-1	50	女	156.0	58.5	
2-2	53	男	164.0	76.3	
2-3	25	女	161.0	52.3	
3-1	48	女	162.3	49.0	1年
3-2	50	男	176.7	96.9	1年
3-3	22	女	158.1	48.7	1年
3-4	20	女	160.0	48.3	1年
4-1	53	女	160.5	60.0	
4-2	51	男	170.5	72.6	
4-3	26	男	165.0	60.4	
4-4	24	男	173.0	47.4	
5-1	49	女	165.0	54.5	
5-2	52	男	173.5	70.0	
5-3	74	女	153.0	55.6	
6-1	54	女	158.8	56.4	
6-2	56	男	175.5	55.0	
6-3	21	女	157.5	49.1	
7-1	52	女	165.0	56.5	
7-2	22	女	150.0	47.5	
7-3	20	女	165.0	54.0	
8	33	男	181.5	70.6	
9	39	女	156.7	52.8	
10	28	男	177.9	68.0	2年
11	50	男	171.0	88.8	2年

* 記載内容は各モニターの自己申告(平成11年5月現在)による。
 体重はテスト開始時点の測定値。

上記のテスト結果から、同時複数回測定時のばらつき及び1日の中での変動傾向について集計した結果は次項(1), (2)に示す通りである。

ばらつきが大きいと、測定値に対して使用者が困惑したり、測定意欲がそがれることが考えられるので、ばらつきはない方がよい。しかし、体脂肪率の測定値はあくまで推定値であることから、ばらつきが少ない銘柄の測定値が正確であるかの確認は容易に行えない。

次項(1), (2)の集計結果及び[別添データ]M8～M11 グラフを併せて見ると、ばらつき幅より1日の変動の傾向が大きいインピーダンス方式のオムロン(HBF-302), ナショナル(EW343), ヤマト(DF-201), タニタ(TBF-633), ミサキ(W-1)は、測定時期(時間帯や食事, 運動, 入浴時期との兼ね合いなど)に注意する必要がある。一方、近赤外線方式のメディケアー(BFT-50)及びキャリパー方式のヤマサ(MD-500)は、ばらつき幅があまりないモニターと比較的生じたモニターに分かれたが、各モニターの測定方法の習得具合が影響した結果と考えられる。実使用上でばらつきが生じやすい人は、同時に複数回測定した時の平均的な数値を見ていく方がよいと思われる。

脚注) 以下、図表内の銘柄名は型式を省略。

(1)同時に複数回測定した時の測定値のばらつき

前記「P5, 1時間毎の測定」の測定結果から、同時に複数回測定した時の測定値のばらつき幅（図中%間差：測定値の最大値と最小値の差）を集計してその分布をまとめたところ、各銘柄の傾向は図1に示す割合であった（なお、全モニターの測定結果（P5, ）からの集計結果（図2）も同様の傾向であった）。

インピーダンス方式のオムロン(HBF-302), ナショナル(EW343), ヤマト(DF-201), タニタ(TBF-633), ミサキ(W-1)はばらつき幅1%以下が9割以上を占めた。但し、「ばらつかない」=「測定値が正確である」とは言えない。また、ヤマト(DF-201), タニタ(TBF-633), ミサキ(W-1)はばらつき幅が0%の割合が2~4割程度と比較的多かったが、これは測定値が0.5%単位で表示されるためと考えられる（他銘柄は表示単位0.1%）。一方、メディケアー(BFT-50), ヤマサ(MD-500)はばらつき幅が1%以下から3%以上まで分散しており、各モニターの測定方法の習得具合が影響した結果と考えられる。




図1.測定値のばらつきの傾向（M8~11）




図2.測定値のばらつきの傾向（全モニター:M1-1~11）

(2) 1 日の中での測定値の変動（日内変動）

前記「P5, 1 時間毎の測定」の測定結果から、1 日（起床～就寝）の中での測定値（同時複数回測定値の平均値）の変動量（日内最大値と日内最小値の差）を集計してその分布をまとめたところ、各銘柄の傾向は図 3 に示す通りであった。ナショナル(EW343)は変動が 3%以内であり、他の銘柄に比べ変動量が少なかった。オムロン(HBF-302)、ヤマト(DF-201)は 3%以内と 3～5%の割合に分かれたが、[別添データ]M8～M11 グラフと併せて見ると、モニターによって入浴や運動後に一時的に測定値が下がったことなどが影響した結果と考えられる。タニタ(TBF-633)、ミサキ(W-1)は 3%以内と 3%以上の割合に分かれたが、[別添データ]M8～M11 グラフと併せて見ると、起床後は高く夕方に低くなる傾向が窺え、モニターによって変動量が異なった結果と考えられる。メディケアー(BFT-50)、ヤマサ(MD-500)は、[別添データ]M8～M11 グラフと併せて見ると、モニターによって変動具合に差があり、その傾向は日内変動というより前記(1)の測定値のばらつきや各モニターの測定方法の習得具合などが影響した結果と考えられる。但し、ヤマサ(MD-500)はばらつきが少ないモニターでは変動が少ない傾向であった（モニターNo.9：平均変動量 1.3%，モニターNo.10：平均変動量 0.4%）。




図3.1 日の中での測定値の変動傾向

(3) 生活上の影響

前記「P5, 1時間毎の測定」の測定結果から、入浴、食事、運動の実行前後の体脂肪率測定値の変化量を集計し、測定値に対する食事、入浴、運動の影響を調べた結果を以下に示す。

入浴の影響

入浴前後の体脂肪率測定値の変化量を銘柄別に集計した結果を図4に示す。インピーダンス方式のものは、測定値がやや低下する傾向にあり、最も低下傾向が大きかったオムロン(HBF-302)はモニター平均値で-1.2%であった。また、ナショナル(EW343)は変化量が小さい傾向であり、メディケアー(BFT-50)、ヤマサ(MD-500)は入浴による変化の傾向は認められなかった。

入浴後に測定値が下がる原因については言及できないが、グラフに示すようにオムロン(HBF-302)はモニター差も比較的大きく、入浴方法(入浴時間、湯温、シャワーのみで湯につからないなど)や体質が影響した可能性も考えられる。

食事の影響

食事前後の体脂肪率測定値の変化量を銘柄別に集計した結果を図5に示す。特にインピーダンス方式のものは食後2時間以内は測定を推奨しない銘柄が多かったが、食後の測定値の変化についてはモニターによる差が大きく、各銘柄とも顕著な増減傾向は認められなかった。

運動の影響

運動前後の体脂肪率測定値の変化量を銘柄別に集計した結果を図6に示す。傾向としては、インピーダンス方式の両手で測るタイプのものは、運動後に測定値が下がる傾向にあり、最も大きな変化が生じたオムロン(HBF-302)ではモニター平均値で-1.4%であった。その他の銘柄については、顕著な変化の傾向は認められなかった。




図4. 入浴前後の測定値の変化量




図5. 食事前後の測定値の変化量




図6. 運動前後の測定値の変化量

(4) 各銘柄の測定値の例

前記「P5, 1時間毎の測定」の測定結果より、各銘柄の測定推奨時間帯（18:00～21:00, 食事・入浴・運動から2時間以内を除いた時）の中から、各モニターの測定値を一例として抜粋したところ、表3の通りであった（各モニターのデータの中で最も銘柄間差が小さかった時の測定値を抜粋した）。

モニター別に各銘柄ごとの測定値の差を見ると5.7～9.6%であり、同じ人が同じ時に測定しても銘柄が異なると測定値が異なる可能性があることが認められる。また、同一モニター内における測定値の小さい銘柄から大きい銘柄までの順序はモニターによっても異なり、一概にどの銘柄の測定値が大きめになる（小さめになる）とは言えない結果であった。

表3. モニター別各銘柄の測定値の例（%）

モニターNo.	私印	ナショナル	ヤマト	タニタ	ミサキ	メディケア	ヤマサ	銘柄間差	測定日時
M8	15.3	16.0	19.5	19.0	20.1	14.3	23.9	9.6	2日目 19:00
M9	22.8	22.9	22.7	21.7	17.2	22.1	19.8	5.7	6日目 19:00
M10	11.5	14.8	15.7	12.0	14.7	8.8	9.5	6.9	1日目 18:00
M11	29.8	25.6	27.7	28.6	23.7	26.4	28.7	6.1	3日目 21:00

2) 測定値の変動要因の調査

(1) 個人データ入力値等の影響

体脂肪率を測定する際、銘柄によって身長、体重、年齢、性別などの個人データを予め入力する必要がある。各銘柄ともこれらの個人データに実測値（インピーダンス方式：測定部位間のインピーダンス、近赤外線方式：近赤外線吸収量、キャリパー方式：測定部位の寸法）を加味して、体脂肪率を算出している。そこで、平均的と思われる表4に示す個人データ値を参考として、40才の身長・体重値を中心に、各年代ごとに身長のみを±5cm変えた時や体重のみを±5kg変えた時、年齢のみを20～70才まで変えた時に、各銘柄の体脂肪率の算出値（表示値）がどのように変化するかをテストし、個人データ入力値の違いが体脂肪率算出値にどの程度影響するか調べた。なお、テストにあたっては、上記実測値に相当する要因の影響を避けるため、各銘柄には機械的に負荷を与えて実施した（詳細は「7. テスト条件」を参照）。

表4. 個人データ一覧

性別	男					女				
年齢 (才)	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
身長 (cm)	171	170	168	165	160	158	157	155	154	148
体重 (kg)	64	66	66	64	58	51	52	53	53	51

* 表内数値は「人間工学基準数値数式便覧」を参考とした。

テスト結果から、年齢40才を中心にまとめたものを表5に示す。

全般的には、身長入力値が増えると体脂肪率算出値は減り、体重、年齢が増えると体脂肪率算出値は増える傾向にあった。また、各銘柄とも身長1cm、体重1kg、年齢1才の違いによる体脂肪率算出値への影響はほぼ1%以内であり、前記P6(1)のばらつき幅を踏まえると影響は小さいと思われる。但し、タニタ(TBF-633)における「男」設定の場合、「おとな こども」の差は2.5%であり影響が比較的大きく生じる可能性が見られた。また、ミサキ(W-1)、ヤマト(DF-201)は年齢入力値を20～70才まで変えても体脂肪率の算出値に変化はなかった。

表5.個人データ入力値の影響（年齢 40 才を中心にまとめた結果）

	個人データ入力項目等の設定内容				体脂肪率算出値の変化
	体重(kg)	年齢	性別	抵抗・寸法等	身長1cmあたりの体脂肪率の間差
仏ロソ	66	40	男	530	-1.0 ~ -0.5% (身長155 176cm)
ナソナル	66	40	男	380	-0.6 ~ -0.3% (身長155 176cm)
ヤマト	66	40	男	530	-0.5 ~ 0 % (身長155 176cm)
タニタ	66	おとな	男	450	-1.0 ~ -0.5% (身長155 176cm)
ミサキ	66	40	男	350	-0.5 ~ 0 % (身長155 176cm)
メディケアー	66	項目なし	項目なし	STD	-0.6 ~ -0.3% (身長155 176cm)
ヤマサ	-				項目なし
仏ロソ	53	40	女	690	-0.8 ~ -0.4% (身長143 163cm)
ナソナル	53	40	女	440	-0.6 ~ -0.4% (身長143 163cm)
ヤマト	53	40	女	740	-1.0 ~ -0.5% (身長143 163cm)
タニタ	53	おとな	女	450	-1.0 ~ -0.5% (身長143 163cm)
ミサキ	53	40	女	530	-1.0 ~ 0 % (身長143 163cm)
メディケアー	53	項目なし	項目なし	STD	-0.5 ~ -0.4% (身長143 163cm)
ヤマサ	-				項目なし
	身長(cm)	年齢	性別	抵抗・寸法等	体重1kgあたりの体脂肪率の間差
仏ロソ	168	40	男	530	0.6 ~ 1.4% (体重53 71kg)
ナソナル	168	40	男	380	0.3 ~ 0.6% (体重53 71kg)
ヤマト	168	40	男	530	0.5 % (体重53 71kg)
タニタ	168	おとな	男	450	0.5 ~ 1.0% (体重53 71kg)
ミサキ	168	40	男	350	0 ~ 0.5% (体重53 71kg)
メディケアー	168	項目なし	項目なし	STD	0.2 ~ 0.3% (体重53 71kg)
ヤマサ	-				項目なし
仏ロソ	155	40	女	690	0.7 ~ 1.4% (体重46 58kg)
ナソナル	155	40	女	440	0.5 ~ 0.6% (体重46 58kg)
ヤマト	155	40	女	740	1.0 ~ 1.5% (体重46 58kg)
タニタ	155	おとな	女	450	0.5 ~ 1.0% (体重46 58kg)
ミサキ	155	40	女	530	0.5 ~ 1.0% (体重46 58kg)
メディケアー	155	項目なし	項目なし	STD	0.1 ~ 0.3% (体重46 58kg)
ヤマサ	-				項目なし
	身長(cm)	体重(kg)	性別	抵抗・寸法等	年齢1才あたりの体脂肪率の間差
仏ロソ	168	66	男	530	0 ~ 0.4% (年齢20 70才)
ナソナル	168	66	男	380	0 ~ 0.1% (年齢20 70才)
ヤマト	168	66	男	530	0 % (年齢20 70才)
タニタ	168	66	男	450	-2.5 % (こども おとな)
ミサキ	168	66	男	350	0 % (年齢20 70才)
メディケアー	-				項目なし
ヤマサ	項目なし	項目なし	男	13 mm	0.1 ~ 0.2% (年齢20 70才)
仏ロソ	155	53	女	690	0 ~ 0.3% (年齢20 70才)
ナソナル	155	53	女	440	0.1 ~ 0.2% (年齢20 70才)
ヤマト	155	53	女	740	0 % (年齢20 70才)
タニタ	155	53	女	450	0 % (こども おとな)
ミサキ	155	53	女	530	0 % (年齢20 70才)
メディケアー	-				項目なし
ヤマサ	項目なし	項目なし	女	19 mm	0.1 ~ 0.2% (年齢20 70才)

*1.メディケアー(BFT-50)のSTDは、測定時に基準を取るためのキャップを使用して体脂肪率を算出・表示させた。

*2.抵抗器:横河電機製 TYPE2786「DECADE RESISTANCE BOX」(簡易的に使用したもので人体抵抗との関連はない)

(2)測定条件の影響

前記「P9, (1)個人データ入力値等の影響」での実測値（インピーダンス方式：測定部位間のインピーダンス，近赤外線方式：近赤外線吸収量，キャリパー方式：測定部位の寸法）は、実使用上の様々な条件によって変化する可能性があり、結果的に体脂肪率の測定値に影響することが考えられる。そこで、以下の条件を変えた時の体脂肪率を測定した。各モニターについて条件別に体脂肪率測定値をまとめたものを図 7 に示す。

インピーダンス方式の銘柄では、手を濡らした場合にヤマト(DF-201)が若干高めになる傾向は見られるが、他の銘柄は通常と大差はなかった。近赤外線方式のメディケアー(BFT-50)は肘を曲げた時に測定値が高めになる傾向が見られた。キャリパー方式のヤマサ(MD-500)は腹筋に力を入れた時に高めになる場合が見られたが、モニター間の差もあり一概には言えない結果であった。

測定項目	： 体重，体脂肪率
測定条件	： 通常・測定部位濡水時・測定部位洗浄後 （オムロン(HBF-302), ナショナル(EW343), ヤマト(DF-201), タニタ(TBF-633), ミサキ(W-1)） 通常・肘曲げ時・測定部位力み時（メディケアー(BFT-50)） 通常・測定部位力み時（ヤマサ(MD-500)）
モニター数	： 4 名（男 3 名，女 1 名）
実施時間帯	： 各モニターにつき同日の昼食前及び 15:00 頃（同時時間帯に 7 銘柄連続測定）
同時測定回数	： 各条件につき 2 回ずつ




図7.測定条件の違いによる体脂肪率測定値の変化

(3) 姿勢を変えた時のインピーダンスの変化

最も普及していると思われるインピーダンス方式の機種は、測定部位間のインピーダンスが体脂肪率の算出に使われる。このインピーダンスは姿勢の影響を受ける可能性がある。そこで、姿勢を変えた時の測定部位間のインピーダンスを調べた。

両手首に電極を装着して行った結果を図8に示す。

各モニターに共通して、肘を曲げた状態ではインピーダンスが減少する傾向が見られた。

なお、両足首に電極を装着して「ややかがんだ状態」「膝に手を付いてかがんだ状態」（体脂肪率表示値を眺める状態を想定）についても実施したが、大きな変化は認められなかった。




図8. 姿勢の違いによる両手首間のインピーダンスの変化

(4) 電源電圧が低下した時の体脂肪率測定値への影響

各銘柄とも動作電源には乾電池やボタン電池が使われる。前記「P5, 1) 各銘柄の体脂肪率の実測」において、各銘柄とも測定値のばらつきや変動が生じたが、これらに電源電圧の低下が影響していないか確認するため、電源電圧が低下した時の体脂肪率測定値の変化を調べた。その結果を表6に示す。

ヤマト(DF-201)は、供給電圧 3.5V 以下で体脂肪率表示値が 0.5%下がったが、当銘柄は供給電圧 4.24V 以下で本体電源 ON 時に「Lo」が表示され、以降の操作ができないことから、実用上は支障ないと考えられる。銘柄によって定格電圧は異なるが、実使用時の測定値のばらつきを踏まえると、各銘柄とも電源電圧の低下による測定値への影響はほとんどないと考えられる。

表6. 電源電圧が低下した時の測定値

銘柄	設定条件	供給電圧及び測定結果						
		電圧(V)	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5
私印	168cm, 66kg, 40才, 男, 530	2.43V						
		電池表示						
ナショナル	168cm, 66kg, 40才, 男, 380	4.34V						
		電池表示						
ヤマト	168cm, 66kg, 40才, 男, 530	2.97V						
		表示消え						
タニタ	168cm, 66kg, おとな, 男, 450	4.42V						
		「Lo」表示						
ミサキ	168cm, 66kg, 40才, 男, 350	5.06V						
		「Lo」表示						
メイト	168cm, 66kg, STD	6.67V						
		STD取れない						
ヤマサ	40才, 男, 13mm	1.10V						
		測定不可						

3) 医用電子機器使用者に対する危険・警告表示の有無

インピーダンス方式のものは、体内に微弱な電流を流して測定するため、各社の取扱説明書にはペースメーカーなどの医用電子機器使用者に対する危険または警告表示が記載されている。この内容は購入前にも消費者に知らせる必要があるものと考えられる。そこで、インピーダンス方式の各銘柄の商品カタログ・梱包及び購入者以外の人が使用することも踏まえて本体に危険表示がなされているか調べた。

その結果、商品カタログ・梱包・本体の全てに表示されていたのはタニタ(TBF-633)であった。一方、オムロン(HBF-302)は単品カタログ・梱包・本体(裏面)に表示されていたが総合カタログにはない、ナショナル(EW343)は梱包・本体(裏面)に表示されていたが総合カタログにはない、ヤマト(DF-201)は本体(裏面)に表示されていたが単品カタログ・梱包にはない、ミサキ(W-1)は単品カタログ・梱包に表示されていたが本体にはない、という結果であった。

4) 使用性

前記「P5, 1)各銘柄の体脂肪率の実測」の際に、各銘柄の使用性についても併せて調べた。

モニター数：25名(男10名, 女15名)

使用期間：1銘柄1週間(最初の銘柄を最後に再実施)

評価項目：測定準備のしやすさ, 測定しやすさ, 本体の取り扱いやすさ, 取扱説明書の分かりやすさなど

評価方法：各評価項目について「-3(非常に悪い)」～「3(非常に良い)」まで7段階の評点による評価

(1)測定準備(個人データ入力や個人登録)のしやすさ

体脂肪率の算出の際に必要な個人データ(身長, 体重, 年齢, 性別)は、測定の前に入力・登録しておく必要がある。そこで、個人データの入力や登録のしやすさ及び画面表示の見やすさについて調べた。

操作手順が分かりやすいという意見が多かったナショナル(EW343)、ボタン表示や画面表示が分かりやすいという意見が多かったミサキ(W-1)は評価が高かった。一方、操作手順やボタン表示が分かりにくい・画面及び画面表示が小さいという意見が比較的多かったヤマト(DF-201)、操作ボタンが押しにくいという意見が比較的多かったタニタ(TBF-633)、ヤマサ(MD-500)、操作ボタンが押しにくい・入力手順が分かりにくいという意見が比較的多かったメディケアー(BFT-50)は評価が低かった。

また、その他の意見として、身長入力時に数値上昇ボタンしかない(タニタ(TBF-633))、操作ボタンが小さい(ヤマサ(MD-500))、数値増減ボタンの操作性が良くない(メディケアー(BFT-50))などの指摘が見られた。なお、個人登録機能についてはこの商品を使う上で便利な機能であると思われるが、今回のテストモニターは家族数4人以上が多かったためか(全9世帯中7世帯)、9人分登録できるオムロン(HBF-302)、4人分+ゲスト用の登録機能を持つナショナル(EW343)、ヤマト(DF-201)に対して、4人分のみでそれ以外の人を使う際にいずれかの登録内容を変更しなければならないタニタ(TBF-633)、ミサキ(W-1)は登録数が少ないといった意見が見られた。

(2)測定のしやすさ

体脂肪率を測定する際の測定のしやすさについて調べた。

操作手順・ボタン表示が分かりやすいという意見が多かったナショナル(EW343)、ボタン表示・画面表示が分かりやすいという意見が多かったミサキ(W-1)は評価が高かった。一方、操作手順が分かりにくいという意見が比較的多かったメディケアー(BFT-50)、測定しにくいという意見が比較的多かったヤマサ(MD-500)は評価が低かった。

また、その他の意見として、測定時に机が必要（ナショナル(EW343)）、爪が伸びていると測定時に本体に触れてしまう（ヤマト(DF-201)）、測定終了が音で知らされる・足を乗せる所（着脱できる電極部）がずれる時がある（ミサキ(W-1)）、毎回同じように測定する上での難しさを感じる（メディケアー(BFT-50)、ヤマサ(MD-500)）、腹部が痛くなることがある（ヤマサ(MD-500)）などの指摘が見られた。

なお、方式として体重と体脂肪率が同時に測定できるタイプ（タニタ(TBF-633)、ミサキ(W-1)）は手軽で良いという意見が多く見られたが、手で測るタイプのナショナル(EW343)、オムロン(HBF-302)も、測定値が目近くで読み取りやすい点や体重を頻繁に測る必要がない人ではよいという意見も見られた。

(3)取扱説明書

取扱説明書には体脂肪計を利用する際に重要な、測定方法や体脂肪率に関する解説、使用・測定上の注意事項などが記載されている。そこで、これらの分かりやすさについて調べた。

文章の構成が分かりやすい・体脂肪率に関する解説が分かりやすいという意見が多かったナショナル(EW343)、文章の構成が分かりやすいという意見が多かったミサキ(W-1)は評価が高かった。一方、文字が小さいという意見が比較的多かったヤマト(DF-201)、文章の構成が分かりにくいという意見が比較的多かったメディケアー(BFT-50)は評価が低かった。

(4)その他

インピーダンス方式のものについて、使用時の制約（食事、入浴などの生活サイクルと推奨される測定時間帯との兼ね合い）が多いという意見が見られた。

また、今回は使用後に電源が自動的に切れる銘柄が多かったが、電源が切れると測定値も消えてしまうものが多い。例えば、タニタ(TBF-633)は体重と体脂肪率を同時測定後、それぞれの測定結果が交互に表示されるが、表示の切り替わりが早く（1～2秒程度）、本体から降りるとすぐに消えてしまうこともあり、読み取りにくいという意見が見られた。一方、ナショナル(EW343)は測定値のメモリー機能があり、体脂肪率の測定結果とBMIが本体にマトリックス表示されて分かりやすいという意見が見られた。測定値のメモリー機能については価格にも反映されると思われ、使用者の必要性にもよるが、測定後すぐに電源が切れてしまうような場合には、各自の直前の測定値は残っている方がよいと思われる。

個人データ入力値については銘柄によって入力桁数が異なる。正確に測りたいという意識が強い場合、体重などが小数点以下まで正確に入力できないと気になるというモニターも見られた。実際にはさほど影響がない部分と考えられるが、継続使用する上では、測定したい気がそがれる面にもつながるので、購入時には考慮した方がよいかもしれない。

5. 評価表

テスト項目 及び テスト内容			体脂肪率(%)の実測														測定値(%)の変動要因の調査						表示	使用性(モニター数:25名[男10名,女15名],使用期間:1銘柄1週間)							主な評価理由		
			起床から就寝まで1時間ごとの測定を1週間実施														個人データ入力値の影響			測定条件の影響			電源電圧が低下した時の体脂肪率(%)への影響	体内に微弱な電流を流して測定する危険・警告表示の有無に	測定準備			測定		取扱説明書			
			測定値(%)の変動要因の調査							測定条件の影響							個人データ入力値の影響			測定条件の影響					個人登録のしやすさ	個人データ入力値のしやすさ	画面表示の見やすさ	体脂肪率測定のしやすさ	体脂肪率表示値の見やすさ				
区分	銘柄名 型式 製造・販売者名	メーカー希望 小売価格 (円)	割 ば ら つ き 0 の	1 ば ら つ き 0 の	3 ば ら つ き 1 の	5 ば ら つ き 3 の	1 0 ば ら つ き 5 の	超 ば ら つ き 1 0 の	割 合 計	合 変 動 量 0 の 割	の 変 動 量 0 の 割	の 変 動 量 1 の 割	の 変 動 量 3 の 割	1 0 の 変 動 量 5 の 割	の 変 動 量 1 0 超	割 合 計	均 の 値 変 動 の 名 量 測 の 定 モ 平 値 二 値	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	変化	梱包	本体	誤差			
																		平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
イン ビー ダ ン ス 方 式	私D HBF-302 オムロン(株)	7,500	2	96	2	0	0	0	100	0	0	50	46	4	0	100	入浴後に低くなる傾向があった(-1.2) 運動後に低くなる傾向があった(-1.4)	-0.8	-0.6	0.9	0.9	0.1	0.1	手が濡れた時・洗 浄した時とも大 きな変化はなかつた (0.3程度)	0.3	5	B	B	B	B	B	B	操作手順が分かりやすい 操作手順・ボタン表示が分かりやすい 文章の構成が分かりやすい 体脂肪率に関する解説が分かりやすい
	ナショナル EW343 松下電工(株)	17,400	2	97	1	0	0	0	100	0	4	96	0	0	0	100	入浴後に若干低くなる傾向があった(-0.4) 運動後に若干低くなる傾向があった(-0.5)	-0.4	-0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	手が濡れた時・洗 浄した時とも大 きな変化はなかつた (0.2程度)	0.0	×	A	A	B	A	B	A	
	ヤマト DF-201 大和製衡(株)	5,500	23	74	3	0	0	0	100	0	0	71	29	0	0	100	入浴後に若干低くなる傾向があった(-0.8) 運動後に若干低くなる傾向があった(-0.9)	-0.4	-0.8	0.5	1.1	0.0	0.0	手が濡れた時に若干上がる傾向があった(1.3程度) 洗浄した時は大きな変化はなかつた(0.2程度)	0.5	×	C	B	C	B	B	C	
	タニタ TBF-633 (株)タニタ	オープン	36	64	20	0	0	0	100	0	0	54	21	25	0	100	起床後が高く夕方にかけて低くなる傾向があった(-3.6)	-0.6	-0.6	0.7	0.9	-2.5	0.0	足が濡れた時・洗 浄した時とも大 きな変化はなかつた (0.1程度)	0.5		C	B	B	B	B	B	
	ミサキ W-1 (株)ミサキ	15,000	38	62	20	0	0	0	100	0	0	50	50	0	0	100	起床後が高く夕方にかけて低くなる傾向があった(-3.0)	-0.2	-0.5	0.3	0.7	0.0	0.0	足が濡れた時・洗 浄した時とも大 きな変化はなかつた (-0.3程度)	0.0		B	A	A	A	A	A	
	近 赤 外 線 方 式	メディケアー BFT-50 (株)メディケアー	27,800	0	40	54	6	20	0	100	0	4	82	14	0	0	100	モニターにより測定値のばらつき具合が異なり、特に一定の傾向は認められなかった	-0.4	-0.4	0.2	0.2	年齢項目 なし		肘を曲げた時に若干上がる傾向があった(1.4程度)	0.1		個人登録機能なし	C	B	C	B	C
方 式	ヤマサ MD-500 山佐時計計器(株)	7,200	4	32	26	23	13	2	100	0	29	21	25	21	4	100	モニターにより測定値のばらつき具合が異なったが、ばらつきが少ないモニターでは変動は少ない傾向であった(0.4~1.3)	身長項目 なし		体重項目 なし		0.1	0.1	大きな変化の傾向はなかつた(1.0程度)	0.0		個人登録機能なし	C	B	C	B	B	操作ボタンが押しにくい 測定しにくい

評価記号 A：平均的水準を上回る，B：平均的水準にある，C：平均的水準を下回る（各項目ごとにテスト対象銘柄間で相対評価）：表示あり，：表示はあるが実用上やや問題がある，×：表示なし 注）このテスト結果はテストのために購入した商品のみに関するものである。

*1.各銘柄の体脂肪率の表示単位「オムロン：0.1%」「ナショナル：0.1%」「ヤマト：0.5%」「タニタ：0.5%」「ミサキ：0.5%」「メディケアー：0.1%」「ヤマサ：0.1%」

*2.「0」は0.5以下の割合で生じた。

*3.「タニタ」は「おとな」「こども」の選択のみであり、「こども」から「おとな」へ設定を変えた時の変化を記載した。

*4.測定値に変化が生じる前に本体に「Lo」（電池がなくなってきた時の表示）が表示されるため、実使用上問題ないと考えられる。

*5.単品カタログに記載あるが、総合カタログに記載なし。

*6.本体裏面に記載あり。

*7.灰色に塗りつぶした箇所は当該銘柄に該当しない項目。

6. コメント

1) 一般的コメント

体脂肪計の使用にあたっては、測定値が正確であることが望ましいが、そもそも正確な体脂肪量は解剖などの方法でしか得られないものであり、今回テストしたような方式の家庭用体脂肪計では、体脂肪率を推定しているため、測定値が正確であるかどうかは容易に確認できない。

今回テストした結果、この商品の測定値にはばらつきがあることが分かった。例えば、同一銘柄で繰り返し複数回測定すると、同じ測定値が得られなかったり、測定時間が朝や夕方では同じ被測定者の測定値が異なるなどであった。そのために、常に同じ時間帯で、体調の比較的安定している環境下で測定する方が入浴時や運動時等体調が変化しやすい時間帯の測定に比べ安定した値が得られるものであった。

また、その他測定値のばらつきや1日の中での変動量は、銘柄の形状・構造（手で握るものや足で乗るもの、皮脂を挟むもの等）、測定方式（インピーダンス方式や近赤外線方式等）等によっても異なるものであった。

よって、このような家庭用体脂肪計を連続的に長期間使用する場合には、測定時間や体調・測定姿勢等が安定した状況・環境下で測定すべきものである。また、銘柄を変えて測定することは測定値が変わるので避けた方がよいと考えられる。この商品の数値は肥満状態の一つの目安的に使う方がよいものであると考えられる。

各銘柄の取扱説明書から、測定結果に対する体脂肪の多少の目安表示を見ると「やせ」「少ない」など同じ数値でも表現が異なる銘柄が見られ統一性がなかった（「仕様一覧」参照）。また、使用性の面では、画面・表示が小さく見にくいものや操作ボタンの形状が小さくて操作しにくいものなどがあった。

(1) 体脂肪率測定値のばらつきや変動について

同じ機種で同時に複数回測定すると測定値が変わったり（測定値のばらつき）、1日の中でも高めや低めに出る時間帯（日内変動）が生じることがある。また、同じ人が同じ時に使った場合でも、異なる機種での測定値はそもそも比較できない程の差（モニターによって6～10%程度）が生じることもある。この原因には様々な要因が考えられるが、今回実施したテストなどから推測できる内容について以下に述べる。

測定値のばらつき

同時に複数回（3～5回）測定した場合に測定値が変わることがあった。そのばらつき方は測定者によっても異なったが、4名のモニターが起床から就寝までの間に1時間ごとの測定を1週間実施した結果から、主に測定方式による特徴と考えられる内容について以下に述べる。なお、使用性モニターを加えた全モニター（計27名）の測定値の集計結果も同様の傾向であった。

a) インピーダンス方式の機種

手で持って測るタイプと足で乗って測るタイプがあるが、各銘柄とも各モニターのデータの9割以上が1%以内であり、他の方式に比べ、全般に測定値のばらつきは少ない傾向であった。これは、測定方法が比較的簡易であったためと考えられる。また、ばらつき方には各銘柄の表示単位の違いによると思われる特徴が見られ、表示単位が0.1%刻みのものはばらつき0%の割合は少なかったが、0.1～1%以内が9割以上であった。一方、表示単位が0.5%刻みのものはばらつき0%の割合が銘柄によって2～4割程度で、6～7割は0.1～1%以内であった。

なお、測定姿勢については、腕の曲がり具合により両手間のインピーダンスが変化する傾向が見られ、手で持って測るタイプのものは影響が生じる可能性が認められた。

b) 近赤外線方式及びキャリパー方式の機種

両者ともインピーダンス方式の機種に比べ、測定値のばらつきが生じやすいモニターと比較的ばらつかないモニターに分かれたが、これは各モニターの測定方法の習得具合が影響したものと考えられる。特にばらつきが生じやすい場合は、複数回測定した時の平均的な数値を用いた方がよいと思われる。ちなみに、キャリパー方式の機種の取扱説明書には、「より測定精度を上げるためにはいつも一定位置をつまみ3回の平均値を算出する」旨の記載が見られた。

近赤外線方式のものは、利き腕の上腕二頭筋に近赤外線の発受光部を当てて測定するものであったが、ばらつき 0.1～1%以内が各モニターのデータの約 4 割、1.1～3%以内が約 5 割とモニターによる差が見られた。測定値がばらついた時の原因としては、測定部の外光の遮光具合、測定部位の筋肉の力み具合などが考えられる。

キャリパー方式のものは、手でつまみ上げた腹部を当該品で挟み込んだ時の寸法などから体脂肪率を算出するものであったが、ばらつき 0.1～1%以内が各モニターのデータの約 3 割、1.1～3%以内が約 3 割、3.1～5%以内が約 2 割と、ばらつき具合がモニターによって分かれた。測定値がばらついた時の原因としては、つまむ位置のずれやつまむ量が異なったことなどが考えられ、つまみ方によって挟み込んだ時の寸法が異なることが影響したものと考えられる。

1 日の中での測定値の変動（日内変動）

ここで述べる日内変動とは、通常の生活において、1 日の中での体脂肪率（測定値）の変化の傾向を示す。テスト結果において、日内変動が顕著に現れた機種はインピーダンス方式のもので、その傾向は手で持つて測るタイプと足で乗って測るタイプでは異なった。足で乗って測るタイプのものは、夕方に比べて相対的に朝が高くなる傾向（モニターによって 2～6%程度の変動）が見られた。一方、手で持つて測るタイプのものは、朝低く徐々に上がっていくケースも見られたが、全般的には、時間的な変化より、入浴や運動などの影響の方が顕著に出る場合が多かった（入浴前後の変動量はモニターによって -2.1～-0.2%，運動前後の変動量はモニターによって -2.2～-0.3%）。また、足で乗って測るタイプについても、程度は小さかったものの、入浴・運動後に一時的に低くなる場合が見られた。なお、取扱説明書にこのような変動が生じることについて記載されている銘柄が多かった。

近赤外線方式及びキャリパー方式の機種については、モニターによって測定値のばらつき具合が異なり、日内変動の傾向は確認できなかった。但し、キャリパー方式の機種は、ばらつきが少ないモニターについては日内変動は少ない傾向であった。

日間変動

ここで述べる日間変動とは、ほぼ同じ測定時間帯で日ごとの測定値の違いの傾向を示す。

この商品は継続使用した時の測定値の変化を見ていくことが大切であるが、上記「1 日の中での測定値の変動（日内変動）」でも述べたように、インピーダンス方式のものは、測定時間帯以外に入浴や運動・食事などの実行前後で一時的に測定値に影響が出る可能性があるため、同じような時間帯で入浴前あるいは運動前といった条件を揃えた時の測定値の変化を見ていくことが必要である。

(2) 体脂肪率の算出方法について

各銘柄とも体脂肪率の算出は、予め入力する個人データと実測値（インピーダンス方式：測定部位に接触した電極間のインピーダンス、近赤外線方式：測定部位での近赤外線吸収量、キャリパー方式：測定部位の皮脂の厚み）から行われる。予め入力する個人データの項目としては、身長、体重（体重計付きのものは同時測定）、年齢、性別があり、銘柄によって項目数や入力桁数などが異なる。これらの個人データ入力値及び実測値から、各銘柄ごとに算出式を用いて体脂肪率を計算して表示される。

(3) 体脂肪率算出値に対する個人データ入力値や実測値の影響

体脂肪率は個人データや実測値などの各項目から算出されるため、これらの数値が変われば体脂肪率算出値も変わる場合がある。実際の体脂肪率が増えていなくても、体脂肪率算出値が増える可能性がある主な内容は以下の通りである。

- ・身長入力値が減った時（銘柄によって 1cm あたり 0.2～0.8%程度）
- ・体重入力値が増えた時（銘柄によって 1kg あたり 0.2～1.1%程度）
- ・年齢入力値が増えた時（銘柄によって 1 才あたり 0～0.2%程度）
（但し、設定内容が「おとな」「こども」の 2 種類のみの銘柄は、2.5%の差が生じる場合があった）
- ・インピーダンス実測値が増えた時（インピーダンス方式）
- ・実測近赤外線吸収量が増えた時（近赤外線方式）
- ・実測皮脂厚が増えた時（キャリパー方式）

(4) 体脂肪計の算出値に対する使用条件の影響

体重や体脂肪量が実際に増減していなくても、前記実測値（インピーダンス、近赤外線吸収量、皮脂厚）は、使用条件によって変化する可能性がある。その主な条件は以下の通りである。

- ・インピーダンス実測値：測定時間帯、入浴前後、運動前後、測定姿勢など
- ・実測近赤外線吸収量：測定部の外光の遮光具合、測定部位の力の入り具合や姿勢、測定部位の位置ずれなど
- ・実測皮脂厚：測定部位の皮脂のつまみ具合やつまむ量など

(5) 測定結果に対する「多い」「標準」「少ない」などの体脂肪の多少の目安表示

体脂肪率測定値に対して「多い」「標準」「少ない」などの体脂肪の多少の目安が各銘柄とも取扱説明書に記載されており、測定後、体脂肪率に加えてこの目安も表示される銘柄が多かった。しかし、銘柄によって目安の境界値が異なったり、目安の名称や区分け方が異なる場合があった。これは、銘柄によって体脂肪率の算出方法が異なるためなどと考えられる。

従って、現状ではこの目安だけで判断するより、同じ機種において、測定開始時点からの経時変化を相対的に見ていくことに意味があるものと考えられる。

なお、参考までに、目安表示や体脂肪率の算出方法などについて各社に問い合わせ、その回答結果を一覧表にまとめたものを「別添資料」として後添した。

(6) 医用電子機器使用者に対する危険・警告表示の有無

インピーダンス方式のものは、体内に微弱な電流を流して測定するため、各社の取扱説明書にはペースメーカーなどの医用電子機器使用者に対する危険または警告表示が記載されている。この内容は購入前にも消費者に知らせる必要があるものと考えられる。そこで、インピーダンス方式の各銘柄の商品カタログ・梱包及び購入者以外の人が使用することも踏まえて本体に危険表示がなされているか調べたところ、商品カタログに表示がない銘柄や本体に表示がない銘柄が見られた。また、単品と総合の 2 種類のカatalogのうち一方にしか表示がない銘柄や、本体の裏面に表示されている銘柄も見られた。

(7) 使用性

継続使用する上でも使用性は重要であるが、今回のモニターテストの結果では、全般的に操作手順やボタン表示が分かりやすいもの、取扱説明書が分かりやすいものの評価が高かった。また、操作ボタンが押しにくい、操作手順や画面表示が分かりにくい、測定しにくいといった理由が比較的多かったものは評価が低かった。

測定のしやすさについては、体重と体脂肪率が同時に測定できるタイプのものが好まれる傾向にあった。また、手で測るタイプのものも測定値が目近くで読み取りやすい点や体重を頻繁に測る必要がない人ではよいという意見も見られた。但し、体重と体脂肪率が同時に測定できるタイプのものは、測定後、体重と体脂肪率が交互に表示されるが、表示の切り替わりが速い上に自動的に表示が消えてしまい、読み取りにくいという意見も見られた。また、腹部をつまんで測るタイプのものでは、測定時に測定部位が痛くなることがあるという意見が出された。一方、比較的小型なものは、場所を取らず持ち運びに便利な反面、ボタン類が小さく、電極を摘んで測るものは測定時に爪が邪魔になるという指摘が見られた。また、取扱説明書が小さく、文字が読みにくいものも見られた。

個人登録数は銘柄によって異なるが、登録数以上の人が使う際には、すでに登録されている内容を一旦変更して、再度元に戻す手間がかかることがある。

インピーダンス方式の銘柄は、測定が比較的簡単な反面、使用時の制約（食事、入浴などの生活サイクルと推奨される測定時間帯との兼ね合い）が多いという意見が見られた。一方、近赤外線方式、キャリパー方式のものは、上記制約が殆どない反面、測定値がばらつくモニターと比較的ばらつかないモニターに分かれたが、ばらつくモニターについては、いつも同じように測定することがやや難しいと感じるケースが見られた。

(8) 使用上の制約など

いろいろなタイプの銘柄をテストしたことに伴い、使用性については使用者の使用状況（生活スタイルなど）によって評価が分かれる面が多く見られた。例として、体重計付きのものは、「裸足になるのが面倒」という反面、「体重と同時に測定できて便利」という意見も見られた。また、測定時に本体を置く机が必要な銘柄もあった。

インピーダンス方式のものにはメーカーの推奨する測定時間帯があり、食後2時間以内や入浴・運動後は推奨されないものが多い。特に体重計付きの機種の中には、一例として1日の体脂肪率の測定値の変化グラフと併せて18:00～21:00を測定推奨時間帯とする表記もあり、テストでも、個人差はあるものの、朝高く夕方にかけて低くなる（比較的安定する）傾向が見られた。使用者は自分の生活スタイルを考慮して使用する必要がある。一方、近赤外線方式及びキャリパー方式のものには測定時間帯の制約はないが、測定値がばらつかないような測定方法を習得する必要がある。

なお、インピーダンス方式のものは「ペースメーカーなどの医用電子機器使用者」は使用できないので注意が必要である。

2) 消費者へのアドバイス

(1) 体脂肪計の特徴をよく理解する

今回テストした体脂肪計は、直接的に体脂肪を測るのではなく、各方式ごとに様々な身体的計測値などから体脂肪率を推定して表示している。そのため、体脂肪や体重以外の身体的な条件の変化も測定値に反映される場合があることから、毎回同じような条件で測定し、長期間の測定値の変化を見ることにより、肥満対策・予防のための動機付けに利用できる商品と考えられる。

(2) 商品選択にあたって

この商品は、継続使用することが重要なので、測定意欲がそがれないよう、自分にとって使いやすいものを選ぶことが大切である。

インピーダンス方式の銘柄は、生活状態（入浴，食事，運動など）や起床から就寝までの間で測定値が変化することがあるので、継続測定する上では、同じような生活状態の時の測定値を経時的に比較することが望ましい。また、銘柄によって推奨測定時間帯や測定部位・測定姿勢など測定上の制約や特徴があるので、それらを考慮して自分の生活スタイルに合った商品を選ぶ方がよい。一方、今回テストした近赤外線方式やキャリパー方式の銘柄は、使用性などにあまりよくない面が見られたが、前記の生活状態の影響をあまり受けないため、生活が不規則な人には一考の余地はあると思われる。

個人登録数は銘柄によって異なり、家族など複数で使用する場合は、日常使用者数より多めの登録ができる銘柄を選ぶ方がよい。

(3) 使用にあたって

個人差はあるものの、体脂肪量がほとんど変わっていても体脂肪率算出値が増減する可能性がある。インピーダンス方式のものは取扱説明書に記載されている測定上の注意事項などに沿って使用し、近赤外線方式やキャリパー方式のもので特にばらつきが生じやすい人は複数回測定した平均的な数値を用いる方がよい。また、テスト結果から見たばらつきや変動を踏まえると、数%程度の一時的な変化に対しては、一喜一憂するものではないと考えられるが、原則として同じ条件下での測定値でないと比較参考できないことを考慮する必要がある。そのばらつきや変動の要因として考えられる事例を以下に示す。

高めになる可能性がある要因として考えられること

- ・起床後など横になっていて起きた時（足で乗って測るインピーダンス方式のもの）
- ・体重入力値が増えた時（体重計付きの機種では食後など体重が増加した時）
- ・身長入力値が減った時
- ・測定姿勢が正しくない時
- ・体調が不安定な時（インピーダンス方式の機種）

低めになる可能性がある要因として考えられること

- ・起床後など横になっていて起きた時（両手で測るインピーダンス方式のもの）
- ・入浴後（インピーダンス方式の機種）
- ・運動後（インピーダンス方式の機種）
- ・体重入力値が減った時（体重計付きの機種では体重が減少した時）
- ・身長入力値が増えた時
- ・測定姿勢が正しくない時
- ・体調が不安定な時（インピーダンス方式の機種）

また、同じ人でも異なる銘柄で測定した時には、測定値及び測定値に対する「多い」「少ない」といった目安の表示結果が変わる場合があるので、現状では、測定結果の絶対値や目安表示だけで判断するより、同じ機種において、測定開始時点からの測定値や目安表示の経時変化を相対的に見ていくようにした方がよい。また、体脂肪の多少に対する判断については、体脂肪率測定結果だけでなく、BMI（体格指数）やウエスト値など複数の方法から判断する方が無難であり、最終的には医師の診断に委ねることが望ましいと考えられる。

3) 業界への要望

インピーダンス方式の機種取扱説明書には、「ペースメーカーなどの医用電子機器使用者は併用しないこと」旨の記載が見られるが、購入前に確認できるよう商品カタログ等への記載を望む。

皮膚をつまみ、本体で挟んで測るタイプの機種について、測定時に「痛い時がある」という意見が多かった。皮膚の当たる部分の形状や材質などに工夫を望む。

体脂肪率測定値に対して「多い」「標準」「少ない」などの体脂肪の多少の目安が取扱説明書に記載されていたが、銘柄によってその目安の境界値が異なったり、目安の名称や区分け方も異なっている場合があった。目安の名称や区分け方の根拠を明確に表して欲しい。

7. テスト条件

1) 各銘柄の体脂肪率の実測

1 時間毎の測定（起床～就寝まで）

測定項目 : 体重, 体脂肪率
付帯記録事項: 起床・就寝, 食事, 飲酒, 入浴, 運動の実行時間
モニター数 : 4 名 (男 3 名, 女 1 名)
実施時期 : 平成 11 年 6 月～7 月 (各モニター 7 銘柄同時実施)
実施期間 : モニター 1 名につき 1 週間 (7 銘柄同時実施)
同時測定回数: 各銘柄につき 3～5 回
その他 : 各モニターに対して、テスト期間中の生活上の制約はなし。
測定・使用方法是各銘柄の取扱説明書による。
体重入力値はテスト対象銘柄の「タニタ (TBF-633)」の測定値を使用。

朝・夕の測定

測定項目 : 体重, 体脂肪率
付帯記録事項: 起床・就寝, 食事, 飲酒, 入浴, 運動の実行時間
モニター数 : 23 名 (男 8 名, 女 15 名)
実施時期 : 平成 11 年 6 月～7 月
実施期間 : 8 週間 (1 週間毎に銘柄を交換、最初の銘柄を最後に再実施)
同時測定回数: 各銘柄につき 3～5 回
その他 : 各モニター宅に検体及び体重計を貸し出して実施。
各モニターに対して、テスト期間中の生活上の制約はなし。
測定・使用方法是各銘柄の取扱説明書による。
測定時期は原則として食後 2 時間以内を避けて実施。
体重入力値は体重計「(株)タニタ THD-650」の測定値を使用。
(体重・体脂肪率同時測定タイプの銘柄は当該銘柄の測定値を使用)

2) 測定値の変動要因の調査

(1) 個人データ入力値等の影響

テスト室環境: 25 ± 1 , $50 \pm 5\%$
検体供給電源: 直流安定化電源により各銘柄の定格電圧を印加。
負荷 : 各銘柄の電極端子と抵抗器「横河電機製 TYPE2786」を結線
(オムロン (HBF-302), ナショナル (EW343), ヤマト (DF-201), タニタ (TBF-633), ミサキ (W-1))
光学標準板 (付属のキャップ) を使用 (メディケアー (BFT-50))
各寸法の固体 (ヤマサ (MD-500))

(2) 測定条件の影響

テスト室環境: 25 ± 1 , $50 \pm 5\%$
測定項目 : 体重, 体脂肪率
測定条件 : 通常・測定部位濡水時・測定部位洗浄後
(オムロン (HBF-302), ナショナル (EW343), ヤマト (DF-201), タニタ (TBF-633), ミサキ (W-1))
通常・肘曲げ時・通常+測定部位力み時・肘曲げ+測定部位力み時 (メディケアー (BFT-50))
通常・測定部位力み時 (ヤマサ (MD-500))
モニター数 : 4 名 (男 3 名, 女 1 名)
実施時期 : 各モニターにつき同日の昼食前及び 15:00 頃 (同時に 7 銘柄を測定)
同時測定回数: 各条件につき 2 回づつ

(3) 姿勢を変えた時のインピーダンスの変化

テスト室環境：25 ± 1 ℃，50 ± 5 %

測定器：(株)A&D 製 AD6311

測定項目：測定部位間のインピーダンス

測定部位：a. 両手首に電極を装着

姿勢：腕を前方に伸ばした状態（通常姿勢）

姿勢：肘をやや曲げた状態

姿勢：腕を斜め下方に伸ばした状態

姿勢：腕を目の高さに伸ばした状態

b. 両足首に電極を装着

姿勢：直立姿勢（通常姿勢）

姿勢：やや屈んだ状態（体脂肪率表示値を眺める状態を想定）

姿勢：膝に両手をついて屈んだ状態

モニター数：4 名（男 3 名，女 1 名）

実施時期：各モニターにつき同日の昼食前及び 15:00 頃

同時測定回数：各条件につき 2 回ずつ

(4) 電源電圧が低下した時の体脂肪率測定値への影響

テスト室環境：25 ± 1 ℃，50 ± 5 %

検体供給電源：直流安定化電源により印加。

測定内容：各銘柄の定格電圧から動作可能範囲内にて段階的に電圧を低下させた時の体脂肪率測定値の変化。

設定内容等：本文 P13 参照

負荷：各銘柄の電極端子と抵抗器「横河電機製 TYPE2786」を結線

（オムロン(HBF-302)，ナショナル(EW343)，ヤマト(DF-201)，タニタ(TBF-633)，ミサキ(W-1)）

光学標準板（付属のキャップ）を使用（メディケアー(BFT-50)）

各寸法の固体（ヤマサ(MD-500)）

3) 使用性

モニター数：25 名（男 10 名，女 15 名）

使用期間：1 銘柄 1 週間（最初の銘柄を最後に再実施）

評価項目：測定準備のしやすさ，測定のしやすさ，本体の取り扱いやすさ，取扱説明書の分かりやすさなど

評価方法：各評価項目について「-3(非常に悪い)」～「3(非常に良い)」まで 7 段階の評点による評価

その他：前記「各銘柄の体脂肪率の実測」に併せて実施。

- 仕様一覧 -

		オムロン			ナショナル			ヤマト			タニタ			ミサキ			メディケアー					ヤマサ							
型 式		HBF-302			EW343			DF-201			TBF-633			W-1			BFT-50					MD-500							
測定原理		生体インピーダンス法			生体電気インピーダンス法			生体インピーダンス法			生体インピーダンス法			インピーダンス法			近赤外線半透過方式					キャリブ（皮脂厚）法							
体重測定	最大計量	-			-			-			136kg			130kg			-					-							
	最小表示	-			-			-			0～100kgまで200g単位 100～136kgまで500g単位			0～100kg/0.2kg単位 100～130kg/0.5kg単位			-					-							
表示項目	体脂肪率	5.0～50.0%/0.1%単位			5.0～50.0%/0.1%単位			5～50%/0.5%単位			1～75%/0.5%単位			3～50%/0.5%単位			1～50%（体重比）					体脂肪率 0.1%単位 皮脂厚 0～60mm/1mm単位							
	体脂肪量	0.5～99.9kg			5.0～99.9kg/0.1kg単位			-			-			-			-					-							
	B M I 値	-			10.0～99.9/0.1単位			5～50/1単位			-			-			-					-							
個人データ 入力項目	身長	100.0～199.5cm/0.5cm単位			100.0～220.0cm/0.1cm単位			100～200cm/1cm単位			100～220cm/1cm単位			100～200cm/0.5cm単位			0～249cm/1cm単位					-							
	体重	10.0～199.8kg/0.2kg単位			10.00～99.99kg/0.01kg単位 100.0～199.9kg/0.1kg単位			10～150kg/0.5kg単位			上記参照			10～130kg/0.2kg単位			0～199kg/1kg単位					-							
	年齢	10～80才/1才単位			10～80才/1才単位			10～80才/1才単位			おとな/子ども			6～70才/1才単位			-					1～99才/1才単位							
	性別	男/女			男/女			男/女			男/女			男/女			-					男/女							
個人登録		9人分(+1) ^{*3}			4人分(+1) ^{*3}			4人分(+1) ^{*3}			4人分			4人分			-					-							
測定値に対する体脂肪 の多少の目安表示 の区分け（％）			男	女			男	女			上段:男 下段:女			上段:男,下段:女 30才未満 30才以上			男	女			*2		上段:男 下段:女 20才 30才 40才 50才 60才			上段:男 下段:女			
	やせ		10未満	20未満	低い		15未満	20未満	やせぎみ		9.5以下 19.5以下	適正範囲		14～20 17～24	17～23 20～27	体脂肪が 少ない		10未満	20未満	大変良		10.6 18.8	14.5 19.6	17.3 22.6	19.8 26.5	20.1 27.5	やせている	10以下 19以下	
	標準		10以上 20未満	20以上 30未満	適正		15～20	20～25	標準		10～19.5 20～29.5			17～24	20～27			10～20	20～30	良い		14.9 22.0	18.0 22.6	20.5 25.5	22.6 29.7	23.3 30.9	標準	11～15 20～25	
	軽肥満		20以上 25未満	30以上 35未満	やや高い		20～25	25～30	太りぎみ		20～24.5 30～34.5	肥満		25以上 30以上			標準		10～20	20～30	普通		18.8 24.8	21.3 26.3	23.5 29.2	25.5 33.0	26.6 34.2	太り気味	16～20 26～30
	肥満		25以上	35以上	高い		25以上	30以上	太り過ぎ		25以上 35以上			30以上			体脂肪が 多い		20以上	30以上	悪い		23.3 29.6	25.2 30.5	26.8 32.7	28.6 36.2	29.8 38.0	肥満	21以上 31以上
	電 源	単4形マニオン(R03)かアルカリ (LR03)乾電池 2本				DC6V 単3乾電池 4本			ホウダ型電池 (CR2016)2個			DC6V 単3乾電池(R6P) 4本			単3形マニオン乾電池 4本			9V電池					DC1.55V ホウダ型電池 (SR1130かSR54)1個						
消費電流								10mA/6V			最大60mA			最大50mA								約35μA							
身体を流れる電流	50kHz・500μA							50kHz・500μA			50kHz・800μA						-					-							
電池寿命	約1年(マニオン乾電池 /1日2回測定)				約1年(ホウダトップ 黒 /1日2回使用)			約1年 (1日2回使用)			約1年 (1日5回使用)			約1年 (1日5回使用)								500日 (1時間/日使用)							
使用温湿度	+10～+40 30～85%RH							+10～+40 85%RH以下														0～40							
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	242×49×128				328×165×65			93×58×12			289×298×50			314×311×57			60×43×105					170×80×16							
重 量	約300g(電池含まず)				約530g(乾電池除く)			約50g			2.2kg			約2.9kg			150g					約66g(電池含む)							
付属品	単4形乾電池 2本 取扱説明書 (品質保証書付) 冊子「体脂肪チェックで 健康管理」				取扱説明書(保証書付) 冊子「きれいに、元気に ダイエット」			取扱説明書 (保証書付)			畳・じゅうたん用補助脚 単3乾電池 4本 取扱説明書(本書) 保証書 取説シール 通信ダイエットの案内			単3乾電池 4本 取扱説明書(保証書付) 冊子「体脂肪と健康 について」			取扱説明書(本書)，保証書，9V電池 体脂肪率とからだ各部位の測定手順 体重別加減消費運動表 バイパス・スケーター フィットネス・ホイール パンフレット					取扱説明書(保証書付) 冊子「新ライフスタイルのススメ」							

*1. 内容は商品カタログ、取扱説明書等による。

*2. 付属の資料より抜粋した値。

*3. () は個人データ登録数以外に測定できるモードがある。

*4. 空欄は記載がなかった箇所。

<title>家庭用体脂肪計の商品テスト結果 - インピーダンス方式を中心に - </title>